Laboratório de Hormonios e Genética Molecular da Disciplina de Endocrinologia Localização: PAMB-2º andar bloco 6

Tel. da recepção do Laboratório: 2661-6148
Tel. secretária do Laboratório: 2661-7512

Acesso ao manual de exames: http://www.dlc.edm.org.br – manual de exames (para verificar exames disponíveis, condições de coleta, valores normais e prazo de liberação e valores normais

Orientação para coleta de sangue para dosagens hormonais Exames colhidos em tubo de tampa vermelha de 6 mL com gel

Nneumonico	Nome do exame			
COMPS	11 Desoxicortisol			
17 PRE	17-Hidroxipregnenolona			
17OHP	17-Hidroxiprogesterona			
25VD	25-Hidroxivitamina D			
ADIP	Adiponectina			
ALDO	Aldosterona			
D4	Androstenediona			
IA2	Anticorpo Anti-Tirosina Fosfatase			
GAD	Anticorpo Anti-Descarboxilase do Ácido Glutmâmico			
TRAB	Anticorpo Anti-Receptor de TSH			
IAA	Anticorpo Anti-Insulina			
CALC	Calcitonina			
F	Cortisol			
DHEAS	Dehidroepiandrosterona Sulfato			
DHT	Dihidrotestosterona			
INIB	Inibina B			
IGF1	Insulin-Like Growth Factor			
IGFBP3	nsulin-Like Factor Binding Protein			
LEP	Leptina			
ANTTPO	Anticorpo Anti-Peroxidase			
ANTITG	Anticorpo Anti-Tireoglobulina			
Exames colhidos em tubo de tampa vermelha de 6 mL com gel				

Nneumonico	Nome do exame		
E2	Estradiol		
SHBG	Globulina Ligadora dos Hormônios Sexuais		
GH	Hormônio do Crescimento		
FSH	Hormônio Folículo Estimulante		
LH	Hormônio Luteinizante		
INS	Insulina		
PPC	Peptídeo C		
MPRL	= Macroprolactina		
PROG	Progesterona		
PRL	Prolactina		
SUBA	Subunidade Alfa dos Hormônios Glicoprotéicos Hipofisários		
TESL	Testosterona Livre		
TESTO	Testosterona		
TGA	Tireoglobulina		
PTH	Paratormônio		
TSH	Hormônio Tireo-Estimulante		
T4	Tiroxina		
T4L	Tiroxina Livre		
Т3	Triidotironina		
ANTI21OH	Anticorpos Anti 21-Hidroxilase		
CROMA	Cromogranina A		
ESTRONA	Estrona		
TBG	Globulina Ligadora da Tiroxina		
PROIN	Pró-Insulina		
1,25vd	1, 25-Hidroxivitamina D		

Exames que necessitam de coleta especial

- MITO= Mitotano (tubo azul escuro com heparina sódica)
- Glucagon e Renina = 1 tubo tampa roxa –Temp. ambiente
- -ACTH: 1 tubo plástico tampa roxa com EDTA 4 mL, no gelo.
- -Renina: Tubo de plástico tampa roxa com EDTA de 4 mL. (Temp. Ambiente)
- -Vasopressina (ADH): Tubo de plástico tampa roxa com EDTA de 4 mL, no gelo.
- -Dosagem de Calcitonina, PTH e Tireoglobulina em lavado de punção de nódulo cervical. Após punção do nódulo e realização das laminas lavar a agulha de punção em 1 mL de solução salina e colocar no gelo.
- -Osteocalcina, CTX e P1NP: 1 tubo de plástico tampa roxa com EDTA, em temperatura ambiente, CTX deve ser colhida até as 9:00 horas pelo ritmo circadiano.
- -FGF-23: 1 tubo plástico tampa roxa com EDTA, no gelo.
- -Catecolaminas Plasmáticas: pegar tubo especial no Laboratório Clínico no Ambulatório do Incor; para realizar a coleta; manter tubo no gelo pré e pós-coleta, envolto em saco plástico para evitar hemólise pelo gelo; o paciente deverá estar em repouso por 1 hora e em jejum.
- VMA, Catecolaminas e Metanefrinas Urinárias: Desprezar a primeira urina e colher da segunda até a primeira urina do dia seguinte inclusive; armazenar urina na geladeira em frasco escuro ou envolto em papel. Encaminhar ao Bloco 7 do Laboratório Central para ser enviado ao InCor para dosagem.
- -Cortisol Urinário livre: urina de 24 horas (marcar volume total no tubo e no pedido). Obs: Colocar a data no tubo e na requisição do dia da coleta e não do dia do encaminhamento ao laboratório.

Observação 1- Todas as amostram colhidas no gelo necessitam centrifugação refrigerada (4°C por 5 min/3000rpm).

-Cortisol salivar – Salivete – coletor disponível no Lab de Hormonios 2 andar bloco 6.

Observação 2: Os soros ficam armazenados no laboratório por apenas 3 dias após a liberação dos resultado.

Coleta de Exames Citogeneticos e Moleculares

1-Coleta de material para Cariótipo e FISH

Colher 3 ml de sangue em 1 tubo a vácuo, estéril contendo heparina, identificado com o nome do paciente; caso não disponha de tubo estéril com heparina, pode ser colhido o sangue em seringa estéril heparinizada, e a seringa deve ser vedada ou com tampa própria ou com agulha com rolha de cortiça ou borracha. Neste último caso, ter cuidado de fixar o embolo com esparadrapo para evitar perda da amostra. Não congelar a amostra, mante-la em geladeira a 4 C e encaminhar ao laboratório o mais rapidamente possivel após a coleta, em isopor contendo gelo normal.

2-Coleta de material para extração de DNA

Sangue: 8 mL de sangue distribuídos em 2 tubos de hemograma, no gelo identificados com o nome do paciente. Pedir consentimento informado do projeto de pesquisa antes da coleta para estudo molecular

Liquido amminiótico: 10 mL de liquido amniótico em tubo seco, (não colocar anticoagulante) no gelo.

3-Coleta de DNA em SWAB oral

Para coleta de DNA de pacientes ou familiares que vivem distantes de São Paulo ou de crianças pequenas sem acesso venoso. A quantidade de DNA obtida é bem menor em células da mucosa oral.

Bochechar com água 5 vezes para limpar bem a boca e cuspir.

Colocar um papel toalha ou guardanapo limpo em cima da mesa e abrir os tubinhos com tampa. Abrir os pacotes de escovinhas (swabs utilizados para coleta citológica) com cuidado, deixando por cima do papel para não contaminar. Não deixar encostar nada na escovinha em nada, nem nas mãos.

Pegar 1 escovinha e esfregar por dentro da bochecha, fazendo movimentos circulares 10 vezes e colocar dentro de 1 tubo. Cortar com uma tesoura o cabinho rente à escova com o cuidado de não encostar a tesoura na escova de modo que a tampinha do tubo feche e a escovinha fique dentro

Repetir o procedimento mais 2 vezes com as outras duas escovas, utilizando a outra bochecha.

Colher 3 tubos com 3 escovinhas dentro de cada eppendorf

Exames Tercerizados

Exames que não são realizados no laboratório podem ser realizados em laboratórios terceirizados para fins diagnósticos e com justificativa, pois são geralmente de alto custo.

Mnemônico		Nome do Hormônio		
1,25 vit D	1,25 vit	1,25 vitamina D		
ADH	Hormôi	Hormônio antidiurético		
Anti-210H	Anticor	Anticorpo anti 21 hidroxilase		
Corticosterona	Cortico	sterona		
DHT	Diidrote	Diidrotestosterona		
E1	Estrona	1		
17OHPreg	17-hidr	oxipregnenolona		
IAA	Anticor	po anti-insulina		
Mitotano				
Proinsulina				
Metanefrinas plasmáticas				
IGG4				
Dosagem de sulfonilureia				
Glucagon				
Cromogranina				
Anticorpo antireceptor	Э			
insulina				

Funcionamento da Sala de Testes do Serviço de Endocrinologia

5º andar PAMB 4B- Telefone 2661-6745

A sala de testes tem como objetivo realizar os testes dinâmicos indicados pelos médicos da disciplina tanto nos pacientes do SUS quanto nos de convênio ou particulares. Dispõe de espaço para a realização de 7 testes diariamente pela manhã às 7:30h (com exceto as terça feiras dia em que a sala está reservada para leitura dos glucosímetros e realização da dextro). O tempo máximo para agendamento tem sido de 2 semanas.

Exames basais serão coletados a pedido médico em condições especiais e cada caso deve ser avaliado pela enfermeira responsável pela sala de testes.

A coleta de sangue para protocolos de pesquisa deverá ser solicitada por escrito chefe da sala de testes (Dra Maria Candida V Fragoso) anexando um resumo do projeto, indicando o número e tipo de coletas, de acordo com o formulário de protocolos disponíveis na sala de testes antes de inicio do protocolo.

Orientação aos médicos

- 1- Os exames devem ser agendados na presença da enfermagem
- 2-Preencher o livro de solicitações de teste com clareza ou seja:
- -Identificar o paciente com etiqueta
- -Preencher todos os dados solicitados no caderno
- -Carimbar e assinar o livro de agendamento
- -Deixar a requisição de testes dinâmicos (disponível nos consultórios e na sala de teste) carimbada e assinada com os nomes dos hormônios e tempos de coleta claros e legíveis, com pelo menos mais 3 etiquetas.
- -Em caso de exames de bioquímica e hormônios é necessário fazer duas requisições já que as amostras são encaminhadas para 2 laboratórios diferentes.

Os rótulos dos tubos são feitos pelas funcionárias com base nas informações do livro e tempos incorretos resultarão em coletas incorretas. Os tempos dos testes devem seguir a apostila de testes da clinica que está junto do livro para ser consultada. Tempos de coleta diferentes do padronizado deverão ser justificados junto a comissão da sala de testes. No caso do teste não estar na apostila, favor entregar a comissão o protocolo do teste com uma solicitação de inclusão na nova apostila.

- 2- Ao agendar o teste orientar o paciente para chegar até as 7:30 horas impreterivelmente, em jejum, e procurar a sala de teste.
- 3- Após 12:00h, caso seja necessário coleta de sangue ou no caso de testes prolongados, que ultrapassem este horário, todos os procedimentos deverão ser realizados pelo médico, que ficará responsável pela sala.
- No caso de testes que necessitem de calculo e preparo de medicação e que poderão causar mal-estar e alterações nos pacientes (ITT, clonidina, infusão de cálcio e bicarbonato e teste combinado) deverão ser agendados na segunda feira quando haverá um medico escalado responsavel pelos calculos e pela supervisão do paciente. Para os testes que exigem supervisão médica forem agendados fora das segundas feiras o médico

que agendou deverá estar presente. Para os demais testes a administração da medicação será feita pela enfermeira. O paciente agendado para o teste já estará com sua veia puncionada para a coleta dos tempos basais antes da chegada do médico, portanto é absolutamente necessário que o médico que agendou o exame compareça a sala de testes para evitar que o paciente seja puncionado sem a realização do teste. As intercorrencias durante os testes (ex perda da veia, hipotensão, hipoglicemia grave que necessitou de infusão de glicose, etc devem ser anotadas no livro de agendamento dos testes e num receituario para o paciente levar ao seu médico.

- 5- A realização de glicemia capilar e administração de insulina, somente será feita sob solicitação médica por escrito (prescrição), de médico do Serviço de Endocrinologia. Para a administração de outros medicamentos, o paciente deverá ser encaminhado, com a prescrição para o hospital dia.
- 6- As intercorrencias com os pacientes no ambulatório serão atendidas por quaisquer dos médicos presentes e o encaminhamento do paciente (Hospital dia ou PS) deverá seguir as orientações já definidas para o ambulatório.

Funcionários da Sala de Testes da Disciplina de Endocrinologia:

Médicos responsáveis pela sala de testes

Responsável: Maria Cândida Villares Fragoso

Co-responsável: Larissa Gomes

Enfermeiras responsáveis pela sala de teste

Francisca Alves Macedo

Maria Tereza dos Santos Carvalho

Auxiliares de Enfermagem

Renata Barreto Teixeira

Milena Ferreira de Lemos Oliveira

Rosana Vieira Coutinho

Selma Georgino Ambrosio