

5.c) Dosagem do cortisol urinário livre por cromatografia líquida / espectrometria de massas : Orientar o paciente a desprezar a primeira urina da manhã e coletar todas as outras inclusive a primeira da manhã do dia seguinte e encaminhar ao laboratório (2º andar, bloco 7). O frasco é fornecido ao paciente no 2º andar, bloco 8. Apesar de não interferir no ensaio evitar coletar a urina durante o período menstrual. O paciente necessita coletar pelo menos 3 amostras de urina de 24 hs de (valor referencia: Feminino: 3,0 a 43,0 µg/24 Hs; Masculino: 4,2 a 60,0 µg/24 Horas)